



PentaPURE KONZ

Nettoyant de bassin de lit concentré

Dispositif médical I

Avantages

- 3 en 1 (produit nettoyant, produit de rinçage et produit de détartrage)
- peu moussant
- séchage sans laisser de taches
- empêche les dépôts de calcaire dans le générateur de vapeur et sur le matériel
- faible concentration d'utilisation

Domaines d'application

- Pour l'utilisation 3 en 1 dans les distributeurs automatiques de produit nettoyant de bassin de lit et pour le nettoyage de masques ou de bouteilles/biberons.

PentaPURE KONZ apporte un nettoyage intensif et dilue les résidus avec fiabilité.

Il s'utilise avec toutes les duretés d'eau et possède une forte puissance de dilution malgré sa faible concentration d'utilisation.

Mode d'emploi

PentaPURE KONZ est fixé à la pompe de dosage conformément aux recommandations du fabricant de l'appareil. La quantité de la dose dépend essentiellement de la qualité de l'eau. Eau douce (jusqu'à 7° dH) : 1,0 ml/ltr : Eau moyenne (7° dH - 15° dH) : 1,5 ml/ltr Eau dure (>15° dH) : 2,0 ml/ltr : Température d'utilisation : 30-90°C Temps d'action : 1-5 min.

Ne s'emploie pas pour les bassins de lit contenant du cuivre ou de la fonte. L'utilisation d'eau adoucie améliore les qualités du produit et en réduit la consommation.



Disponible sous forme de

Contenant	Contenu	N° d'art.
Bidon	5 l	Pura530

Autres remarques

Élimination du contenu / du contenant conformément aux prescriptions locales / régionales / nationales / internationales.

Ordonnance 648/2004/CE : contient 5-15% de tensioactifs anioniques et non-ioniques, <5% de phosphates

Ce produit est destiné à un usage professionnel. Pour de plus amples informations, veuillez consulter la fiche de données de sécurité ou l'étiquette du produit.

pH : <2

