



PentaPURE KONZ

Koncentrat do czyszczenia kacek i basenów

Medyczny I

Zalety

- 3 w 1 (środek czyszczący, płyn do płukania i odkamieniacz)
- Słabo się pieni
- Nie pozostawia śladów po wyschnięciu
- Zapobiega odkładaniu się kamienia w generatorach pary i na czyszczonych przedmiotach
- Niskie stężenie użytkowe

Zakres zastosowania

- Działanie 3 w 1 w urządzeniach do mycia kacek i basenów oraz przy czyszczeniu masek i butelek do karmienia.

PentaPURE KONZ czyści dokładnie i skutecznie rozpuszcza brud. Można go stosować z wodą o dowolnym stopniu twardości – pomimo niewielkiego stężenia użytkowego zapewnia wysoką skuteczność usuwania brudu.

Wskazówki dotyczące stosowania

PentaPURE Konz podłącza się zgodnie z zaleceniami producenta urządzenia do pompy dozującej. Dozowanie zależy głównie od jakości wody. Woda miękka (do 7°dH): 1,0 ml/l; woda średnio twarda (7°dH – 15°dH): 1,5 ml/l; woda twarda (>15°dH): 2,0ml/l; temperatura stosowania: 30-90°C; czas działania: 1-5 min.

Nie nadaje się do dezynfekcji basenów/kacek zawierających miedź lub żeliwo. Zastosowanie wody dejonizowanej (zmiękczonej) polepsza właściwości produktu i jednocześnie zmniejsza jego zużycie.



Dostępny jako

Pojemnik	Pojemność	Nr art.
kanister	5 l	Pura530

Pozostałe wskazówki

Utylizacja zawartości/pojemnika – zgodnie z lokalnymi/regionalnymi/krajowymi/międzynarodowymi przepisami.

Rozporządzenie 648/2004/WE: zawiera 5-15% niejonowych substancji powierzchniowo czynnych i anionowych substancji powierzchniowo czynnych, <5% fosfonianów

Produkt ten jest przeznaczony do użytku profesjonalnego. Dalsze informacje znajdują się w karcie charakterystyki substancji niebezpiecznej lub na etykiecie produktu.

Odczyn pH: < 2

